

InBody R20

Analizator Skladu Ciala



InBody R20 idealny do małych klubów fitness, gabinetów kształtowania sylwetki oraz dla trenerów personalnych


Ważący zaledwie 3 kg dostarcza niezbędnych informacji do diagnozy otyłości:

- ❖ masa ciała
- ❖ masa tkanki tłuszczowej
- ❖ procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
- ❖ indeks masy ciała BMI
- ❖ masa mięśni szkieletowych
- ❖ podstawowa przemiana materii



Zastosowany z oprogramowaniem Lookin'Body Basic umożliwia zbadanie dodatkowo:

- ❖ całkowitej objętości wody w organizmie
- ❖ beztłuszczowej masy ciała
- ❖ wskaźnika talia- biodro
- ❖ kontroli mięśni
- ❖ kontroli tłuszczu
- ❖ segmentalnej masy tłuszczowej
- ❖ segmentalnej masy beztłuszczowej



InBody R20

Analizator Składu Ciała

Specyfikacje

Rodzaje pomiaru	Analiza składu ciała, pomiar masy ciała
Częstotliwość	20, 100KHz
Metoda elektrodowa	8- punktowy system elektrod dotykowych
Dane wyjściowe	Masa ciała, masa tkanki tłuszczowe Procentowa zawartość tkanki tłuszczowe Indeks masy ciała (BMI) Masa mięśni szkieletowych Podstawowa przemiana materii (BMR) [Oprogramowanie Lookin'Body Basic] Całkowita zawartość wody w organizmie Beztłuszczowa masa ciała Wskaźnik talia-biodro (WHR) Kontrola mięśni Kontrola tkanki tłuszczowej Segmentalna beztłuszczowa masa ciała Segmentalna tłuszczowa masa ciała
Natężenie prądu	250 μ A
Zasilanie energią	1.5V baterie (rozmiar AA- 4szt.)
Rodzaj wyświetlacza	66 x 78 (mm) LCD
Wymiary	321(szer.) x 360(dł.) x 58 (wys.) mm
Waga urządzenia	3 kg
Czas trwania pomiaru	35 sekund
Warunki użytkowania	10~40°C, 30~80%RH, 500~1060hPa
Warunki przechowywania	0~40°C, 30~80%RH, 500~1060hPa
Granica masy ciała	10~150kg
Granica wieku	6~99 lat



MEDfitness

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR ANALIZATORÓW SKŁADU CIAŁA FIRMY BIOSPACE W POLSCE

MED fitness Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy

ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
tel. +48 85 740 69 31, tel./fax +48 85 732 38 16
www.medfitness.pl www.maniacgym.pl
e-mail: info@maniacgym.pl